

EN FR DE IT

# FertiCult™ Mineral Oil



## FertiCult™ Mineral Oil

Light mineral oil for use in IVF, ICSI and related ART procedures

STERILE A

Sterilized by sterile filtration.  
Document reference: FP09 I20 R01 A.17  
Update: 20.12.2019

### USED ABBREVIATIONS

ICSI Intracytoplasmatic Sperm Injection  
IVF In Vitro Fertilization  
IUI Intra Uterine Insemination

### GENERAL INFORMATION

FertiCult™ Mineral Oil is double washed with water, ready to use, light mineral oil ( $d=0.83-0.86 \text{ g/ml}$ ) for use in IVF, ICSI and related artificial reproductive techniques.

### COMPOSITION

Mineral oil (paraffin oil) (EP Monograph 0240, CAS code: 8042-47-5)

### INTENDED USE

Culture medium overlaid with oil was first used in the early 1960's as a technique for the culture of mammalian embryos. The oil permits small volumes of medium to be used for fertilization and embryo culture. Use of oil prevents the evaporation of media, thereby reducing the harmful effects of increased osmolarity. Furthermore, the use of an oil overlay reduces temperature fluctuations and pH changes caused by loss of  $\text{CO}_2$  from the medium when culture dishes are taken out of the incubator for embryo examination or micromanipulation. Finally, culture of multiple embryos in small volumes of medium under oil promotes the concentration of autocrine growth factors secreted by the developing embryos, leading to enhanced rates of embryo development.

### WARNINGS AND PRECAUTIONS

For professional use only.

### MATERIAL INCLUDED WITH THE KIT

PRODUCT CODE	IN GLASS BOTTLE
MINOIL050	1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL100	1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL500	1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil

PRODUCT CODE	IN PETG BOTTLE
MINOIL050P	1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL100P	1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL500P	1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil

### MATERIAL NOT INCLUDED WITH THE KIT

- »  $\text{CO}_2$  Incubator at 37°C
- » Petri dishes
- » Cell culture media
- » LAF bench (ISO Class 5)
- » Microscope
- » Test tubes

### PRODUCT SPECIFICATIONS

- » Density: 0.83-0.86 g/ml
- » Viscosity: < 30 cP at 30°C
- » Endotoxin: < 0.1 EU/ml
- » Peroxide Value (POV): < 0.1 mEq/kg
- » Sterility: SAL 10<sup>-3</sup>
- » Mouse embryo assay: ≥ 80% blastocysts after 120 hours in culture
- » Use of pharmaceutical grade mineral (paraffin) oil
- » A certificate of analysis and MSDS are available upon request.

### PRE-USE CHECKS

- » Do not use the product if it shows any evidence of microbial contamination.
- » Do not use the product if seal of the container is opened or defect when the product is delivered.

### INSTRUCTIONS FOR USE

- » FertiCult™ Mineral Oil is pre-washed. No further preparations are necessary.
- » Compatible with bicarbonate-buffered media such as GAIN medium and FertiCult™ IVF medium (FertiPro NV).
- » We advise to prepare dishes/flasks with oil the day before use. Incubate them at 37°C in a  $\text{CO}_2$  incubator so that the oil warms up and becomes saturated with gas. If flasks are used, be sure not to tighten the cap of the flask because this will prevent gas exchange.
- » Importantly: each laboratory should consult its own optimized and validated laboratory procedures.

### STORAGE AND CONSERVATION

Store FertiCult™ Mineral Oil between 15-25°C. Storage temperatures between 2-15°C are also allowed, but this might cause some turbidity which disappears when the oil is warmed up again. The product is resistant to accidental exposure to elevated temperatures during transport ( $\leq 37^\circ\text{C}$ ). Do not freeze before use. Keep the product in the original packaging or shield from light while not in use. The product can be used safely for at least 28 days after opening the container when sterile conditions are maintained and the products are stored at room temperature. Do not use after expiry date. Keep away from (sun)light and avoid exposure to sources of irradiation. Content cannot be resterilized after opening.

### WARNINGS AND PRECAUTIONS

All human, organic material should be considered potentially infectious. Handle all specimens as if capable of transmitting HIV or hepatitis. Always wear protective clothing when handling specimens. Always work under strict hygienic conditions (e.g. LAF-bench ISO Class 5) to avoid contamination.

The oil may appear cloudy if removed from the incubator and allowed to stand at room temperature for extended periods of time. Such cloudiness usually disappears if the oil is re-equilibrated by replacing it in the incubator for several hours, if it does not disappear discard the product.

### Réserve à l'usage professionnel.

Tout matériel humain, organique doit être considéré comme potentiellement infectieux. Manipuler tous les spécimens comme susceptibles de transmettre le VIH ou l'hépatite. Toujours porter des vêtements de protection lors de la manipulation des spécimens. Toujours travailler dans des conditions d'hygiène rigoureuses (par exemple, hôte à flux laminaire, classe ISO 5) pour éviter toute contamination. L'huile peut présenter un aspect trouble lors du retrait de l'incubateur et lorsqu'on la laisse reposer à température ambiante pendant une longue période de temps. Cette turbidité disparaît généralement lors du rééquilibrage de l'huile en la replaçant dans l'incubateur pendant plusieurs heures. Si ce n'est pas le cas, il faudra éliminer le produit.

### MATÉRIEL INCLUS DANS LA TROUSSE

CODE DU PRODUIT	EN FLACON EN VERRE
MINOIL050	1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL100	1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL500	1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil

### CODE DU PRODUIT EN FLACON EN PETG

MINOIL050P	1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL100P	1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL500P	1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil

### MATÉRIEL NON INCLUS DANS LA TROUSSE

- » Incubateur à  $\text{CO}_2$  à 37°C
- » Boîtes de Petri
- » Milieu de culture cellulaire
- » Hôte à flux laminaire (Classe ISO 5)
- » Microscope
- » Éprouvettes

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT & CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

FertiCult™ Mineral Oil est fabriquée conformément à ces spécifications :

- » Densité: 0.83-0.86 g/ml
- » Viscosité: < 30 cP à 30°C
- » Endotoxine: < 0.1 EU/ml
- » Peroxide Value (POV): < 0.1 mEq/kg
- » Sterilité: SAL 10<sup>-3</sup>
- » Mouse embryo assay: ≥ 80% blastocysts after 120 hours in culture
- » Use of pharmaceutical grade mineral (paraffin) oil
- » A certificate of analysis and MSDS are available upon request.

### STERILE A

Sterilisé par filtration stérile.  
Référence de document: FP09 I20 R01 A.17  
Mise à jour : 20.12.2019

### ABRÉVIATIONS UTILISÉES

ICSI Intracytoplasmatische Spermieninjektion  
IVF Fécundation in vitro  
IUI Insémination intra-utérine

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

FertiCult™ Mineral Oil est une huile minérale légère ( $d=0.83-0.86 \text{ g/ml}$ ) lavée deux fois avec l'eau, prête à l'emploi, destinée à être utilisée dans les procédures FIV, ICSI et autres procédures ART apparentées.

### COMPOSITION

Huile minérale (huile de paraffine) (monographie PE : 0240, codice CAS-Nummer: 8042-47-5)

### UTILISATION PRÉVUE

Un milieu de culture superposé d'huile a été utilisé pour la première fois au début des années 60 pour la culture d'embryons de mammifères. L'huile permet d'utiliser de fables quantités de milieu de culture pour la fécondation et la culture embryonnaire. L'utilisation de l'huile prévient l'évaporation du milieu, réduisant ainsi les effets nocifs d'une osmolarité accrue. Par ailleurs, l'application d'une superposition d'huile réduit les fluctuations de température et les changements du pH provoqués par la perte de  $\text{CO}_2$  au niveau du milieu de culture lors du retrait des boîtes de culture de l'incubateur en vue d'une micromanipulation ou d'un examen embryonnaire. Enfin, la culture d'embryons multiples dans de faibles quantités de milieu de culture sous une superposition d'huile favorise la concentration des facteurs de croissance autocrine secrétés par les embryons en développement, ce qui résulte dans un taux plus élevé de développement embryonnaire.

### INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION

Conserver FertiCult™ Mineral Oil entre 15-25°C. Des températures de conservation comprises entre 2 et 15°C sont également autorisées ; ceci peut toutefois causer une turbidité qui disparaît une fois que l'huile a à nouveau été chauffée. Le produit supporte une exposition accidentelle à des températures élevées pendant le transport ( $\leq 37^\circ\text{C}$ ). Ne pas congeler avant utilisation. Garder le produit dans son emballage original ou ne pas exposer le produit à la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas exposer le produit aux sources d'irradiation. Le produit peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à au moins 28 jours après ouverture du contenant si les conditions de stérilité sont respectées et si les produits sont conservés à température ambiante. Ne pas utiliser une fois la date de péremption dépassée. Tenir à l'abri de la lumière du soleil et éviter toute exposition à des sources de rayonnements. Ne peut pas être restérilisé après ouverture.

Schließlich fördert die Kultur von mehreren Embryonen in kleinen Volumina des Mediums unter Öl die Konzentration von autokrinen Wachstumsfaktoren, die von den sich entwickelnden Embryonen abgesondert werden; dies führt zu einer beschleunigten Entwicklung der Embryonen.

### AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ

Tout matériel humain, organique doit être considéré comme potentiellement infectieux. Manipuler tous les spécimens comme susceptibles de transmettre le VIH ou l'hépatite. Toujours porter des vêtements de protection lors de la manipulation des spécimens. Toujours travailler dans des conditions d'hygiène rigoureuses (par exemple, hôte à flux laminaire, classe ISO 5) pour éviter toute contamination.

Le produit supporte une exposition accidentelle à des températures élevées pendant le transport ( $\leq 37^\circ\text{C}$ ). Ne pas congeler avant utilisation. Garder le produit dans son emballage original ou ne pas exposer le produit à la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas exposer le produit aux sources d'irradiation. Le produit peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à au moins 28 jours après ouverture du contenant si les conditions de stérilité sont respectées et si les produits sont conservés à température ambiante. Ne pas utiliser une fois la date de péremption dépassée. Tenir à l'abri de la lumière du soleil et éviter toute exposition à des sources de rayonnements. Ne peut pas être restérilisé après ouverture.

### Nur für die professionelle Nutzung.

### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

### IM KIT ENTHALTENES MATERIAL

#### PRODUKTCODE IN GLASFLASCHE

MINOIL050	1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL100	1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL500	1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil

#### PRODUKTCODE IN PETG-FLASCHE

MINOIL050P	1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL100P	1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil
MINOIL500P	1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil

#### IM KIT NICHT ENTHALTENES MATERIAL

#### » C0<sub>2</sub>-Incubator bei 37°C

#### » Petrischalen

#### » Zellkulturmédien

#### » LAF-Sterilbank (ISO-Klasse 5)

#### » Mikroskop

#### » Reagenzgläser

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### » Dichte: 0.83-0.86 g/ml

#### » Viskosität: < 30 cP a 30°C

#### » Endotoxine: < 0,1 EU/ml

#### » Peroxide Value (POV): < 0,1 mEq/kg

#### » Sterilität: SAL 10<sup>-3</sup>

#### » Maus-Embryo-Test: ≥ 80% Blastozysten nach 120 Stunden in Kultur

#### » Verwendung von Mineralöl (Paraffinöl) pharmazeutischer Qualität

#### » Analysezertifikat und Materialsicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich.

</div

ES PT NL GR

# FertiCult™ Mineral Oil



## BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAPHIE LITERATUR / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHIA BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIA

- Brinster R.L. (1963). A method for in vitro cultivation of mouse ova from two-cell blastocyst. *Experimental Cell Research*, 32, 205-208.
- Johnson C., Hoffmann G., & Scott R. (1994). The use of oil overlay for in vitro fertilization and culture. *Assisted Reproductive Reviews*, 4, 198-201.
- Kane M.T. (1987). Culture media and culture of early embryos. *Theriogenology*, 27, 49-57.
- Swain J.E., Cabrera L., Xu X., & Smith G.D. (2012). Microdrop preparation factors influence culture media osmolarity, which can impair mouse embryo preimplantation development. *Reproductive BioMedicine Online*, 24, 142-147.
- Brinster R.L. (1968). In vitro culture of mammalian embryos. *Journal of Animal Science*, 27, 1-14.
- Jin Y., Guo X.Z., Li L., Xie C.Y., & Tan L.L. (2001). The effect of autoclave factors on development of early embryos of mouse. *Shi Yan Sheng Wu Xue Bao*, 34, 77-80.
- Provo M.B., Herr C. (1998). Washed paraffin oil becomes toxic to mouse embryos upon exposure to sunlight. *Theriogenology*, 49, 214.
- Ertmans F., Rogeert V., Volckaert D., Puype R. (2013). Validation of a potentiometric peroxide value (POV) assay for analysis of mineral oil with low oxidative content. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research* 5(11): 395-402.

## TECHNICAL SUPPORT ASSISTANCE TECHNIQUE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG SUPPORTO TECNICO ASISTENCIA TÉCNICA SUPORTE TÉCNICO TECHNISCHE UNTERSTEUNUNG TEKNIK YÜZŞTIRMEH

FertiPro N.V.  
Industriepark Noord 32  
8730 Beernem – Belgium  
Tel +32 (0)50 79 18 05  
Fax +32 (0)50 79 17 99  
URL: [www.fertiopro.com](http://www.fertiopro.com)  
E-mail: [info@fertiopro.com](mailto:info@fertiopro.com)



0344

## FertiCult™ Mineral Oil

Aceite mineral liviano para usar en la IVF, la ICSI y procedimientos de ART relacionados

STERILE A

Esterilizado por filtración estéril.  
Referencias: FP09 I20 R01 A.17  
Actualización: 20.12.2019

### ABREVIATURAS UTILIZADAS

ICSI Inyección intracitoplasmática de espermatoides  
IVF Fertilización in vitro  
IUI Inseminación intrauterina

### INFORMACIÓN GENERAL

FertiCult™ Mineral Oil es un aceite mineral liviano ( $d=0.83-0.86 \text{ g/ml}$ ), lavado doble con agua y listo para usar que se emplea en la IVF, la ICSI y en técnicas de reproducción asistida relacionadas.

### COMPOSICIÓN

Aceite mineral (aceite de parafina) (Monografía de la Farm. Eur. 0240, código CAS: 8042-47-5)

### ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacené FertiCult™ Mineral Oil entre 15-25°C. También se permiten las temperaturas de almacenamiento entre 2-15°C, pero pueden causar un poco de turbidez que desaparece cuando se recalienta el aceite. El producto es resistente a la exposición accidental a temperaturas elevadas durante el transporte ( $\leq 37^\circ\text{C}$ ). No lo congele antes de usarlo. Mantenga el producto en su empaque original o protéjalo de la luz cuando no lo esté usando. El producto se puede utilizar en forma segura por al menos 28 días después de abrir el envase si se mantienen las condiciones estériles y los productos se recubren de aceite reduce las variaciones de temperatura y los cambios de pH causados por la pérdida de CO<sub>2</sub> del medio cuando las placas de cultivo se extraen de la incubadora para examinar los embriones o para la micromanipulación. Finalmente, el cultivo de varios embriones en pequeños volúmenes de medio recubierto por aceite favorece la concentración de factores de crecimiento secretados por embriones en desarrollo, lo que produce un mayor ritmo de desarrollo de embriones.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**  
*Exclusivo para uso profesional.*

### MATERIAL SUMINISTRADO CON EL KIT

CÓDIGO DEL PRODUCTO EN FRASCO DE VIDRIO  
MINOIL050 1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL100 1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL500 1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil  
CÓDIGO DEL PRODUCTO EN FRASCO DE PETG  
MINOIL050P 1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL100P 1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL500P 1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil

### MATERIAL QUE NO SE SUMINISTRA CON EL KIT

- Incubadora de CO<sub>2</sub> a 37 °C
- Placas de Petri
- Meio de cultivo celular
- Cabinas de flujo laminar (ISO clase 5)
- Microscopio
- Tubos de ensayo

## FertiCult™ Mineral Oil

Óleo mineral leve para o uso em FIV, ICSI e técnicas de reprodução assistida relacionadas

STERILE A

Esterilizado por filtração estéril.  
Doc: FP09 I20 R01 A.17  
Actualização: 20.12.2019

### ABREVIACOES USADAS

ICSI Intra-cytoplasmatische Sperma Injektie  
IVF In Vitro Fertilizatie  
IUI Intra Uterine Inseminatie

### INSTRUÇÕES GERAIS

FertiCult™ Mineral Oil é um óleo mineral leve duplo lavado com água pronto para o uso ( $d=0.83-0.86 \text{ g/ml}$ ) em FIV, ICSI e técnicas de reprodução assistida relacionadas.

### COMPOSIÇÃO

Óleo mineral (óleo de parafina) (Monografia EP: 0240; Código CAS: 8042-47-5).

### ALMAZENAMIENTO E CONSERVAÇÃO

Almacene FertiCult™ Mineral Oil entre 15-25°C. Condições de armazenamento entre 2-15°C também são permitidas, mas isso pode causar algumas turbidez que desaparecem quando o óleo é aquecido novamente. Estável após o transporte ( $\leq 37^\circ\text{C}$ ). Não congele antes de usar. Mantenha o produto na embalagem original ou proteja da luz quando não estiver sendo usado. O uso do óleo reduz os efeitos nocivos do aumento da osmolaridade. Ademais, o uso de óleo de recubrimento de aceite reduz as variações de temperatura e os cambios de pH causados por a perda de CO<sub>2</sub> do meio quando as placas de cultivo se extraem da incubadora para examinar os embrões ou para a micromanipulação. Finalmente, o cultivo de vários embrões em pequenos volumes de meio recubierto por aceite favorece a concentração de fatores de crescimento secretados por embrões em desenvolvimento, levando a taxas maiores de desenvolvimento embrionário.

**AVISOS E PRECAUÇÕES**  
*Exclusivo para uso profissional.*

### MATERIAL SUMINISTRADO NO KIT

CÓDIGO DO PRODUTO FRASCO EM VIDRO  
MINOIL050 1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL100 1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL500 1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil  
CÓDIGO DO PRODUTO FRASCO EM PETG  
MINOIL050P 1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL100P 1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL500P 1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil

### MATERIAL NÃO SUMINISTRADO NO KIT

- Incubadora de CO<sub>2</sub> a 37 °C
- Placas de Petri
- Meio de cultura celular
- Cabinas de flujo laminar (ISO classe 5)
- Microscópio
- Tubos de ensaio

## FertiCult™ Mineral Oil

Lichte minerale olie voor gebruik in IVF, ICSI en gerelateerde ART procedures

STERILE A

Gesteriliseerd door steriele filtratie.  
Document referentie: FP09 I20 R01 A.17  
Update: 20.12.2019

### GEBRUICTE AFKORTINGEN

ICSI Intra-cytoplasmatische Sperma Injektie  
IVF In Vitro Fertilizatie  
IUI Intra Uterine Inseminatie

### ALGEMENE INFORMATIE

FertiCult™ Mineral Oil is gebruiksklare, lichte minerale olie ( $d=0.83-0.86 \text{ g/ml}$ ), die 2x gewassen werd met water, voor gebruik in IVF, ICSI en gerelateerde artificiële reproductive technieken.

### SAMENSTELLING

Minerale olie (Paraffine olie) (EP Monograph 0240, CAS code: 8042-47-5).

### ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene FertiCult™ Mineral Oil entre 15-25°C. Condições de armazenamento entre 2-15°C também são permitidas, mas isso pode causar algumas turbidez que desaparecem quando o óleo é aquecido novamente. Estável após o transporte ( $\leq 37^\circ\text{C}$ ). Não congele antes de usar. Mantenha o produto na embalagem original ou proteja da luz quando não estiver sendo usado. O uso do óleo reduz os efeitos nocivos do aumento da osmolaridade. Ademais, o uso de óleo de recubrimento de aceite reduz as variações de temperatura e os cambios de pH causados por a perda de CO<sub>2</sub> do meio quando as placas de cultivo se extraem da incubadora para examinar os embrões ou para a micromanipulação. Finalmente, o cultivo de vários embrões em pequenos volumes de meio recubierto por aceite favorece a concentração de fatores de crescimento secretados por embrões em desenvolvimento, levando a taxas maiores de desenvolvimento embrionário.

**AVISOS E PRECAUÇÕES**  
*Exclusivo para uso profissional.*

### MATERIAL INCLUSO NO KIT

CÓDIGO DO PRODUTO FRASCO EM VIDRO  
MINOIL050 1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL100 1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL500 1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil  
CÓDIGO DO PRODUTO FRASCO EM PETG  
MINOIL050P 1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL100P 1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL500P 1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil

### IMPORTADOR BRAZIL

- Incubadora de CO<sub>2</sub> a 37 °C
- Placas de Petri
- Meio de cultura celular
- Fluxo laminar (ISO classe 5)
- Microscópio
- Tubos de ensaio

## FertiCult™ Mineral Oil

Óleo mineral leve para uso em FIV, ICSI e técnicas de reprodução assistida relacionadas

STERILE A

Esterilizado por filtração estéril.  
Doc: FP09 I20 R01 A.17  
Actualização: 20.12.2019

### VERIFICACOES PRÉ-USO

» Não use o produto se o mesmo mostrar qualquer sinal de contaminação microbiana.  
» Não utilize o produto se o recipiente estiver aberto ou defectuoso ao momento da entrega do produto.

### INSTRUÇÕES DE USO

» FertiCult™ Mineral Oil viene previamente lavado. No se requieren preparaciones adicionales.  
» Compatible con medios neutralizados en bicarbonato, como GAIN medium y FertiCult™ IVF medium (FertiPro NV).  
» Recomendamos preparar las placas/los matraces con aceite el día antes del uso. Incubélos a 37 °C en una incubadora de CO<sub>2</sub> para que el aceite se caliente y se sature con gas. Si se usan matraces, asegúrese de no ajustar la tapa del matraz, porque esto evitará el intercambio de gases.

» Importante: Cada laboratorio debe consultar sus propios procedimientos validados y optimizados.

### COMPOSIÇÃO

Óleo mineral (óleo de parafina) (Monografía EP: 0240; Código CAS: 8042-47-5).

### ALMAZENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacene FertiCult™ Mineral Oil entre 15-25°C. Condicões de armazenamento entre 2-15°C também são permitidas, mas isso pode causar algumas turbidez que desaparecem quando o óleo é aquecido novamente. Estável após o transporte ( $\leq 37^\circ\text{C}$ ). Não congele antes de usar. Mantenha o produto na embalagem original ou proteja da luz quando não estiver sendo usado. O uso do óleo reduz os efeitos nocivos do aumento da osmolaridade. Ademais, o uso de óleo de recubrimento de aceite reduz as variações de temperatura e os cambios de pH causados por a perda de CO<sub>2</sub> do meio quando as placas de cultivo se extraem da incubadora para examinar os embrões ou para a micromanipulação. Finalmente, o cultivo de vários embrões em pequenos volumes de meio recubierto por aceite favorece a concentração de fatores de crescimento secretados por embrões em desenvolvimento, levando a taxas maiores de desenvolvimento embrionário.

**AVISOS E PRECAUÇÕES**  
*Exclusivo para uso profissional.*

### MATERIAL SUMINISTRADO CON EL KIT

CÓDIGO DEL PRODUCTO EN FRASCO DE VIDRIO  
MINOIL050 1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL100 1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL500 1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil  
CÓDIGO DEL PRODUCTO EN FRASCO DE PETG  
MINOIL050P 1x 50ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL100P 1x 100ml FertiCult™ Mineral Oil  
MINOIL500P 1x 500ml FertiCult™ Mineral Oil

### MATERIAL QUE NO SE SUMINISTRA CON EL KIT

- Incubadora de CO<sub>2</sub> a 37 °C
- Placas de Petri
- Meio de cultura celular
- Cabinas de flujo laminar (ISO classe 5)
- Microscópio
- Tubos de ensaio

## FertiCult™ Mineral Oil

Óleo mineral leve para uso em FIV, ICSI e técnicas de reprodução assistida relacionadas

STERILE A

Esterilizado por filtración estéril.  
Doc: FP09 I20 R01 A.17  
Actualización: 20.12.2019

### VERIFICACOES PRÉ-USO

» Não use o produto se o mesmo mostrar qualquer sinal de contaminação microbiana.  
» Não utilize o produto se o recipiente estiver aberto ou defectuoso quando o produto for entregue.

### INSTRUÇÕES DE USO

» FertiCult™ Mineral Oil viene previamente lavado. No se requieren preparaciones adicionales.  
» Compatible con bicarbonato de amoníaco (GAIN) y óleo de parafina (FertiCult™ IVF medium).  
» Recomendamos preparar las placas/los matraces con aceite el día antes del uso. Incubélos a 37 °C en una incubadora de CO<sub>2</sub> para que el aceite se caliente y se sature con gas. Si se usan matraces, asegúrese de no ajustar la tapa del matraz, porque esto evitará el intercambio de gases.

» Importante: Cada laboratorio debe consultar sus propios procedimientos validados y optimizados.

### COMPOSIÇÃO

Óleo mineral (óleo de parafina) (Monografía EP: 0240; Código CAS: 8042-47-5).

### ALMAZENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacene FertiCult™ Mineral Oil entre 15-25°C. Condicões de armazenamento entre 2-15°C também são permitidas, mas isso pode causar algumas turbidez que desaparecem quando o óleo é aquecido novamente. Estável após o transporte ( $\leq 37^\circ\text{C}$ ).